


# TIPS CRYO RACK

# RACK PCR RACK



POLE IDEAL PARS Co.

Still to come:  
**Extending PIP's Racks;**  
 Increasing Free  
 on your Desk



## Tips Rack

Systematic tip handling and easy eject pipette tips

1. Made of durable polypropylene
2. Two point hinges and clasp for secure lid closure
3. Suitable for multi channel pipettes
4. Suitable for storage and displacement of the samples by reducing the risk of contamination
5. Extra stability for placing them on top of each other
6. Autoclavable up to 121°C and 1 Atm
7. Freezable down to -196°C without any deficiency in operation of locks & hinges.
8. color-coded (silver, yellow, blue)
9. Available in dimensions of 120 x 80 x 80mm and different types of:
  - 6 x 10 holes suitable for 200-1000 µl volume (blue type)
  - 8 x 12 holes suitable for 0.1-10 µl volume (clear type)
  - 8 x 12 holes suitable for 1-200 µl volume (yellow type)

### معبه نوک سمپلر

- (مناسب برای نگهداری انواع نوک سمپلر)
۱. ساخته شده از پلی پروپیلن با دوام در ابعاد ۸۰ x ۸۰ x ۱۲۰ میلیمتر
  ۲. دارای درب لولایی و قفل محافظ ضامن دار جهت اطمینان از بسته شدن درب
  ۳. مناسب برای سمپلرهای ۱۲ و ۸ کاناله
  ۴. مناسب برای انبارش و جایابی آسان نمونه‌ها با کاهش احتمال آلودگی
  ۵. دارای زلده طراحی شده در محیط سطح فوقانی جهت استقرار ایستا و پایدار جبهه‌های یکنیگر
  ۶. قابل اتوکلاو تا دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر
  ۷. قابل فریز کردن تا دمای -۱۹۶ درجه سانتیگراد بدون تغییر در کلرینی قفل ولولاه
  ۸. دارای کد رنگ و موجود در انواع مختلف:
- آبی: (۱۰ x ۶) ۶۰ خانه مناسب برای نوک سمپلر آبی (حجم ۱۰۰۰ - ۲۰۰)  
 قره‌ای: (۱۲ x ۸) ۹۶ خانه مناسب برای نوک سمپلر کریستالی (حجم ۱۰ - ۰/۱)  
 زرد: (۱۲ x ۸) ۹۶ خانه مناسب برای نوک سمپلر زرد (حجم ۲۰۰ - ۱)



## PCR Rack

Suitable for the storage of different types of micro tubes

1. Made of durable polypropylene
2. Transparent, hinged lid for easy use
3. Secure latch lock
4. Alpha numerically coded for easy identification
5. Suitable for storage and displacement of the samples by reducing the risk of contamination
6. Stacking walls on both the top and bottom of the container, provides extra stability for placing them on top of each other
7. Autoclavable up to 121°C and 1 Atm
8. Freezable down to -196°C without any deficiency in operation of locks & hinges.
9. color-coded (orange, yellow, dark blue, green, pink)
10. Available in dimensions of 176 x 95 x 55 mm and different types of:
  - 9 x 17 holes suitable for 0.2 ml tubes
  - 7 x 14 holes suitable for 0.5 ml tubes
  - 6 x 12 holes suitable for 1.5 ml tubes

**معبه میکروتیوپ (مناسب برای نگهداری انواع لوله های میکروتیوپ)**

۱. ساخته شده از پلی پروپیلن با دوام در ابعاد ۱۷۶ x ۹۵ x ۵۵ میلیمتر
۲. دارای درب لولایی و شفاف با قابلیت باز و بسته شدن آسان
۳. دارای قفل محافظ ضامن دار
۴. دارای کد بندی ماتریسی جهت سهولت در ثبت و شناسایی نمونه ها
۵. مناسب برای انبارش و جایابی آسان نمونه ها با کاهش احتمال آلودگی
۶. دارای زائده هایی در سطوح فوقانی و تحتانی جهت استقرار پایدار جعبه ها روی یکدیگر
۷. قابل اتو کلاو تا دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر
۸. قابل فریز کردن تا دمای -۱۹۶ درجه سانتیگراد بدون تغییر در کارایی قفل و لولاها
۹. دارای رنگ بندی متنوع ( نارنجی ، زرد ، سبز، صورتی و سورمه ای)
۱۰. موجود در انواع مختلف :
  - ۱۷ x ۹ ( ۱۵۳ خانه مناسب برای میکروتیوپ ۰.۲ میلی لیتر
  - ۱۴ x ۷ ( ۹۸ خانه مناسب برای میکروتیوپ ۰.۵ میلی لیتر
  - ۱۲ x ۶ ( ۷۲ خانه مناسب برای میکروتیوپ ۱.۵ میلی لیتر



۵. مناسب برای انبارش و جایابی آسان نمونه ها با کاهش احتمال آلودگی
۶. دارای شیارهایی در سطوح فوقانی و تحتانی جهت استقرار پایدار جعبه ها روی یکدیگر
۷. قابل اتو کلاو تا دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر
۸. قابل فریز کردن تا دمای -۱۹۶ درجه سانتیگراد بدون تغییر در کارایی قفل و لولاها
۹. قابل استفاده برای انواع لوله های کرایو و سانتریفوژ تا حجم ۲ml
۱۰. ابعاد ۱۴۰ x ۱۴۰ x ۵۵ میلیمتر

## 100-Well Cryo Storage Rack


Suitable for the storage of centrifuge and cryo tubes

1. Made of durable polypropylene
2. Two point hinges and clasp for secure lid closure
3. Alpha numerically coded for easy identification
4. Suitable for storage and displacement of the samples by reducing the risk of contamination
5. Extra stability for placing them on top of each other
6. Autoclavable up to 121°C and 1 Atm
7. Freezable down to -196°C without any deficiency in operation of locks & hinges.
8. Accommodates all popularly used centrifuge and cryo tubes up to 2.0 ml.
9. Dimensions: 140 x 140 x 55 mm.

**معبه کرایو ۱۰۰ خانه**

(مناسب برای نگهداری لوله های کرایو و سانتریفوژ)

۱. ساخته شده از پلی پروپیلن با دوام
۲. دارای درب لولایی با قابلیت باز و بسته شدن آسان
۳. دارای قفل محافظ ضامن دار جهت اطمینان از بسته شدن درب
۴. دارای کد بندی ماتریسی در کف جعبه جهت سهولت در ثبت و شناسایی نمونه ها



First Floor, No. 12, Naghdi St., Jahantab St., Motahari Ave., Tehran, Iran

Tel: +98 21 88545922-9

Fax: +98 21 88767159

P.O. Box: 15875 - 9 483

Postal Code: 1576635714

🌐 [www.medpip.com](http://www.medpip.com)

✉ [info@medpip.com](mailto:info@medpip.com)

🏢 Pole Ideal Pars Co.

📷 @poleideal